


# INSOLES



Den här katalogen beskriver Rehbands sortiment av Insoles. Produkterna beskrivs utifrån sina olika egenskaper. Det ges även information om funktion, material och storlekar.

---

Detaljerad information om Rehbands sortiment av mjuka ortoser och träningsredskap finns i vår katalog Medical eller på [www.rehband.com](http://www.rehband.com). På webben kan du även hitta information om våra andra sortiment, Rehband Sport och Rehband Active.

Företaget grundades 1955 i Estland. Sedan 1999 är Rehband® en del av Otto Bock Scandinavia AB som är en del av Otto Bock HealthCare GmbH, ett av världens främsta företag inom teknisk ortopedi. På så sätt är Rehband® i gott sällskap.

Vi har ett nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter både nationellt och internationellt och arbetar för optimal passform, kvalitet och funktion.

Då vi utvecklar alla våra produkter själva krävs både medicinskt- och materialtekniskt kunnande, all denna kompetens finns på Otto Bock Scandinavias utvecklingsavdelning.

Rehband® är vårt skandinaviska varumärke för mjuka skydd och ortoser vad det gäller rehabilitering och idrott.

*Rehband Insoles är ett komplett sortiment av stötupptagande sulor. Syftet är att både ge stöd och stötupptagning för foten oavsett vilka påfrestningar foten utsätts för. Värdefullt är också att de är mycket komfortabla, glider inte runt i skorna, är enkla att rengöra och att sulorna enkelt kan flyttas mellan olika skor. Rehband Insoles är sulorna som används vid skada, rehabilitering, träning eller bara för att öka komforten i vardagsskor.*



### 93730 HELSULA

En sula som ger stötdämpning för nedre extremiteter samt för ryggen

**Funktion**

Stötupptagande sula som minskar påfrestningar i fot, knä, höft, rygg.

**Indikationer**

Överbelastningsskador i fot, knä, underben, höft eller rygg.

**Material**

Technogel®.

**Storlek**

35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



### 93710 TUNN HELSULA

En tunn sula som ger stötdämpning för nedre extremiteter och rygg

**Funktion**

Stötupptagande sula som minskar påfrestningar i fot, knä, höft, rygg.

**Indikationer**

Överbelastningsskador i fot, knä, underben, höft eller rygg.

**Material**

Technogel®.

**Övrigt**

En tunnare sula som tar mindre plats i skon.

**Storlek**

35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



### 93400 R+ CONTOUR

En allroundsula som avlastar vid exempelvis överbelastning

**Funktion**

En allroundsula med stöd och avlastning för häl och mellanfot. Extra stötdämpning för hälen.

**Indikationer**

Överbelastningsskador i fot, knä eller underben.

**Material**

Polyuretan.

**Övrigt**

Komfortsula för t.ex. arbetsskor.

**Storlek**

35-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47-48



### 93440 CT-SULA

En stötdämpande sula som ger extra avlastning till det långsgående fotvalvet

**Funktion**

Stötdämpande, anatomiskt utformad helsula.

**Indikationer**

Problem i fot (nedsjunket fotvalv), underben, knä, rygg eller i förebyggande syfte.

**Material**

Space-Tex, Dynoflex, Polypropylen.

**Övrigt**

Ovansidan täckt med Space-Tex, ett värmeväxlande material som håller en komfortabel temperatur närmast huden.

**Storlek**

35-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-46



### 93100 PRONATIONS- OCH SUPINATIONS- SKIL

En sula som motverkar pronation eller supination

**Funktion**

Stödjer yttre eller inre fotranden.

**Indikationer**

Pronation eller supination.

**Material**

Technogel®.

**Övrigt**

Kan läggas i höger respektive vänster sko för pronations- eller supinationsstöd.

**Storlek**

1 (37/38), 2 (39/40), 3 (41/42), 4 (43/44), 5 (45/46)



### 93200 HÄLKIL

**En avlastande och stötdämpande hälkil**

**Funktion**  
Avlastande funktion. Stötdämpande.

**Indikationer**  
Diffusa smärtor i hälen och från hälsenan, benlängdsskillnad.

**Material**  
Technogel®.

**Storlek**  
S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93225 HÄLSPORREKIL

**En avlastande och stötdämpande hälkil**

**Funktion**  
Ger avlastning vid plantarfasciit och hälsporre. Stötdämpande.

**Indikationer**  
Plantarfasciit, hälsporre.

**Material**  
Technogel®.

**Storlek**  
S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93220 HÄLSPORREKIL MED PLUGG

**En avlastande och stötdämpande hälkil med möjlighet till ensidig avlastning med hjälp av plugg**

**Funktion**  
Ger avlastning vid hälsporre. Stötdämpande.

**Indikationer**  
Hälsporre, plantarfasciit.

**Material**  
Technogel®.

**Storlek**  
S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93230 MULTIKIL

**En komfortabel kil som ger god stötdämpning**

**Funktion**  
Samlar ihop hälsens fettkudde och ger god komfort. Stötdämpande.

**Indikationer**  
Uttrampad fettkudde. Förebyggande syfte.

**Material**  
Technogel®.

**Storlek**  
S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93260 VALVSTÖD

**Ett valvstöd för det långsgående fotvalvet**

**Funktion**  
Stödjer och avlastar det långsgående fotvalvet.

**Indikationer**  
Nedsjunket långsgående fotvalv.

**Material**  
Technogel®.

**Storlek**  
S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93237 HÄLKOPP I SILIKON

En hälkopp som ger mycket bra stötdämpning

**Funktion**

Anatomiskt utformad för att ge optimal stötdämpning. Hälkoppens höga kanter hjälper till att samla ihop fettkudden under hälbenet.

**Indikationer**

Uttrampad fettkudde.

**Material**

Viskoelastiskt silikon.

**Storlek**

S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93238 HÄLKOPP SOFT I SILIKON

En hälkopp som ger avlastning till hälpartiet

**Funktion**

Hälkopp med extra mjukt avlastande parti under hälbenet som hjälper till att samla ihop fettkudden under hälbenet.

**Indikationer**

Hälsporrebesvär, uttrampad fettkudde.

**Material**

Viskoelastiskt silikon.

**Övrigt**

Höger/vänster.

**Storlek**

S (35–39), M (40–43), L (44–48)



### 93300 T-FORMAD PELOTT, KLÄDD

En avlastande framfotspelott

**Funktion**

Klisterpelott som stöder och avlastar främre fotvalvet effektivt.

**Indikationer**

Nedsjunket främre fotvalv, smärta i framfot.

**Material**

SBR-gummi.

**Storlek**

1 (Small 35-37), 2 (Medium 38-41), 3 (Large 42-45), 4 (X-Large 46-48)



### 93275 T-FORMAD PELOTT, KLÄDD

En framfotspelott som stödjer och avlastar

**Funktion**

Stödjer och avlastar det främre fotvalvet effektivt.

**Indikationer**

Nedsjunket främre fotvalv.

**Material**

Technogel®.

**Storlek**

S (35–39), M (40–43), L (44–48)

## TECHNOGEL®















Technogel® är ett polyurethane baserat gel som är helt fritt från giftiga substanser. Materialet har unika egenskaper när det gäller tryckfördelning och sin långa livslängd. Det andas och irriterar inte huden. Alla egenskaper är bibehållna under hela produktens livslängd.

Technogelprodukterna är tvättbara upp till 30 grader och materialet är Öko-Tex godkänt.

Alla produkter förutom helsulorna har en klibbig yta som gör att de sitter på plats i skon. (Glöm inte att ta bort skyddsfilmerna).

Alla Technogelprodukter i Rehbands sortiment av Medical Insoles har ett överdrag av PES Velour.

Om man vill justera storleken på helsulorna är det inga problem, det är bara att klippa i framkant på sulan för att anpassa storleken.

REHBAND BY OTTO BOCK www.rehband.com		FUNKTION										VANLIGA BESÄVR		
		Preventiv	Komfort	Stötupptagning	Avlastning	Korrigerig av pronation	Korrigerig av supination	Stödjer främre fotvalvet	Stödjer längst-gående fotvalvet	Högt/normalt långsgående fotvalv	Légt/normalt långsgående fotvalv	Hälsporrebevävr	Hälsenebevävr	Fettkuddebevävr
93710 Tunn helsula		●	●	●	●				●					
93730 Helsula		●	●	●	●				●					
93400 R+ Contour		●	●	●	●				●		●			
93440 CT sula		●			●				●	●	●			
93100 Pronations/ Supinationskil						●	●							
93200 Hälkil		●	●	●									●	
93220 Hälsporrekil med plugg			●	●								●		
93225 Hällsporrekil				●								●		
93230 Multikil		●	●	●										●
93260 Valvstöd			●						●		●			
93237 Hälkopp i silikon		●		●										●
93238 Hälkopp i silikon soft spot		●		●										●
93300 T-formad pelott								●						
93275 T-formad pelott								●						

**REHBAND**

BY OTTO BOCK



**Otto Bock Scandinavia AB**

Box 623 • 601 14 Norrköping • Tel 011-28 06 00 • [www.rehband.se](http://www.rehband.se)